

Anticorps Polyclonal Anti-Ap1M2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q5

Numéro d'article: CM0029657

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant AP1M2 (sous-unité mu-2 du complexe AP-1). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur le tri des protéines et le trafic médié par la clathrine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AP1M2 Lapin pAb
Remarques/Alias	mu2; MU1B; MU-1B; HSMU1B; AP1-mu2; AP1M2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10053
GeneID	10053
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 164-423 de l'AP1M2 humaine (NP_005489.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6Q5
Poids moléculaire	48kDa
Expédition	Sac de glace