

Anticorps Polyclonal Anti-Ap2A1 Pour Wb, Elisa - 095782

Numéro d'article: CM0025264

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'AP2A1 humaine (sous-unité alpha-1 du complexe de protéines adaptatrices 2). Validé pour Western blot et ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'endocytose et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AP2A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	160
GeneID	160
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'AP2A1 humaine (NP_055018.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095782
Poids de la protéine	108 kDa
Expédition	Sac de glace