

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ap2A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95782

Numéro d'article: CM0011283

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'AP2A1 humaine (SWISS O95782) pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur l'endocytose médiée par la clathrine et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-AP2A1
Remarques/Alias	ADTAA ; CLAPA1 ; AP2-ALPHA ; AP2A1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	160
GeneID	160
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de l'AP2A1 humaine (O95782).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O95782
Poids moléculaire	108 kDa
Expédition	Poche de glace