

Anticorps Monoclonal Anti-Ap2M1 Pour Wb Et Elisa - Q96Cw1

Numéro d'article: CM0002165



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique à l'AP2M1 humaine (sous-unité mu AP-2), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 50 kDa. Idéal pour la recherche sur l'endocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AP2M1 Lapin mAb
Remarques/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	1173
ID de gène	1173
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 de l'AP2M1 humaine (Q96CW1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96CW1
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace