

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ap2M1 Pour Wb Et Elisa - Q96Cw1

Numéro d'article: CM0016197



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant AP2M1, une sous-unité clé du complexe adaptateur AP-2 impliqué dans l'endocytose médiée par la clathrine. Validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée avec des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AP2M1 pAb de lapin
Remarques/alias	mu2 ; AP50 ; MRD60 ; CLAPM1 ; AP2M1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1173
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 134-433 de l'AP2M1 humaine (NP_004059.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96CW1
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Sac de glace