

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-AP2M1 Pour Wb, Elisa - Q96Cw1

Numéro d'article: CM0019136



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-AP2M1 de CamelBio, validé pour la WB et l'ELISA, cible la sous-unité mu du complexe AP-2 impliquée dans l'endocytose médiée par la clathrine. Convient aux échantillons humains, avec un poids moléculaire détecté de 50 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AP2M1 pAb de lapin
Remarques/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1173
GenelD	1173
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96CW1
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace