


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-AP2S1 Pour Wb Et Elisa - P53680

Numéro d'article: CM0010806



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-AP2S1, 17 kDa, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris ; idéal pour l'étude de l'endocytose dépendante de la clathrine et de la fonction du complexe de protéines adaptatrices 2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AP2S1 Lapin mAb
Remarques/Alias	AP17; FBH3; HHC3; FBH0k; CLAPS2; AP2S1
Espèce	Humain
GeneID	1175
Immunogène	Peptide Synthétique, Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'AP2S1 humaine (P53680)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P53680
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace