


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-AP2S1 Pour Wb Et Elisa - P53680

Numéro d'article: CM0015431



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre AP2S1 (sous-unité sigma du complexe AP-2) validé pour WB et ELISA. Reconnaît AP2S1 humain, de souris et de rat. L'immunogène est une protéine recombinante couvrant la région N-terminale. Essentiel pour l'étude de l'endocytose médiée par la clathrine et le trafic protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AP2S1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AP17; FBH3; HHC3; FBHOK; CLAPS2; AP2S1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1175
ID du gène	1175
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-142 de l'AP2S1 humain (NP_004060.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53680
Poids protéique	17kDa
Expédition	Sacheur de glace