

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ap3D1 Pour Wb Et Elisa - O14617

Numéro d'article: CM0018013



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AP3D1 validé pour la WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines AP3D1 humaines et murines. Idéal pour les recherches sur le complexe adaptateur AP-3, le trafic lysosomal et le syndrome de Hermansky-Pudlak.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AP3D1 Rabbit pAb
Remarques/alias	ADTD ; HPS10 ; hBLVR ; AP3D1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8943
GeneID	8943
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520 à 700 de la protéine AP3D1 humaine (NP_003929.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	O14617
Poids de la protéine	130 kDa
Expédition	Sac de glace