

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-AP3S2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P59780

Numéro d'article: CM0021560

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AP3S2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'AP3S2 humain, de souris et de rat, une sous-unité du complexe AP-3 impliquée dans le trafic de vésicules du Golgi vers le lysosome. Pour les études sur le transport cellulaire et les lysosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AP3S2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AP3S3; sigma3b; AP3S2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10239
ID du gène	10239
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 193 de l'AP3S2 humain (NP_005820.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P59780
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace