


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Apaf1 Pour Wb Et Elisa - O14727

Numéro d'article: CM0008325



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'APAF1 humain. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'APAF1 humain et de souris. Détecte la protéine APAF1 endogène (38-142 kDa).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] APAF1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CED4, APAF-1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	317
ID du gène	317
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-600 de l'APAF1 humain (NP_863651.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O14727
Poids de la protéine	38-142 kDa
Expédition	Sac de glace