

Anticorps Polyclonal Anti-Apba1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02410

Numéro d'article: CM0023631



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant APBA1 (MINT1/X11). Validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA sur tissus humains et murins. Outil essentiel pour l'étude de l'exocytose des vésicules synaptiques, du traitement de l'APP et du trafic des récepteurs NMDA. Fiable pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APBA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	X11; X11A; LIN10; MINT1; D9S411E; X11ALPHA; APBA1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	320
ID de gène	320
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-390 de l'APBA1 humaine (NP_001154.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q02410
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace