

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apbb1 Pour Wb, Elisa - 000213

Numéro d'article: CM0024557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'APBB1 humain (FE65) pour des applications en WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la réponse aux dommages à l'ADN, la régulation de la transcription et les voies de la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APBB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RIR; FE65; MGC:9072; APBB1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	322
ID de gène	322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 359-708 de l'APBB1 humain (NP_663722.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00213
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace