


Anticorps Monoclonal Anti-Apc De Lapin Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25054

Numéro d'article: CM0005625



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine APC (polyposis adénomateuse du côlon) humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les supresseurs de tumeurs et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Rabbit mAb
Remarques/Alias	GS ; DP2 ; DP3 ; BTPS2 ; DESMD ; DP2.5 ; PPP1R46 ; APC
Espèce	Humain
GeneID	324
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2600-2760 de l'APC humain (NP_000029.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25054
Poids protéique	312 kDa
Expédition	Sac de glace