


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Apc Pour Wb, Ip, Elisa - P25054

Numéro d'article: CM0002567



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'APC humain (polyposis coli adénomateuse), un suppresseur de tumeur dans la signalisation Wnt. Validé pour WB, IP, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | APC Rabbit mAb                                                                                                     |
| Remarques/Alias             | GS ; DP2 ; DP3 ; BTPS2 ; DESMD ; DP2.5 ; PPP1R46 ; APC                                                             |
| Espèce                      | Humain                                                                                                             |
| GeneID (Humain)             | 324                                                                                                                |
| GeneID                      | 324                                                                                                                |
| Immunogène                  | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'APC humain (NP_000029.2) |
| Source                      | Lapin                                                                                                              |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                              |
| Application                 | WB, IP, ELISA                                                                                                      |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                |
| SWISS                       | P25054                                                                                                             |
| Poids moléculaire protéique | 312 kDa                                                                                                            |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                       |