


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apcs Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02743

Numéro d'article: CM0023156



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'APCS humain (Composant P de la sérum amyloïde). Validé pour WB, IHC-P, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient au développement de tests diagnostiques et à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APCS Lapin pAb
Remarques/Alias	SAP; PTX2; HEL-S-92n; APCS
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	325
ID de gène	325
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-223 de l'APCS humain (NP_001630.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02743
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace