

Anticorps Polyclonal Anti-Apeh Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13798

Numéro d'article: CM0018435

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'APEH humain (Acylamino-acid-releasing enzyme), adapté pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la dégradation des peptides N-acylés et de l'activité hydrolase des protéines oxydées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APEH Lapin pAb
Remarques/Alias	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; APEH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	327
GeneID	327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'APEH humaine (NP_001631.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13798
Poids Protéique	81kDa
Expédition	Sac de glace