

Anticorps Polyclonal Anti-Apeh Pour Wb, Ip, Elisa - P13798

Numéro d'article: CM0025042

Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-APEH validé pour les applications WB, IP et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Cible l'enzyme de libération d'acylamino-acide (P13798), une hydrolase cytoplasmique de 81 kDa pour la dégradation de peptides N-acylés. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validé] APEH Lapin pAb
Remarques/Alias	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; EH
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	327
ID de Gène	327
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'APEH humaine (NP_001631.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13798
Poids Protéique	81kDa
Expédition	Sac de glace