


Anticorps Polyclonal Anti-Apex1/Ape1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P27695

Numéro d'article: CM0015642



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'APEX1/APE1 humain (SWISS P27695), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît la nucléase de réparation de l'ADN / régulateur redox de 36 kDa, idéal pour la recherche sur la voie BER et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APEX1/APE1 pAb de lapin
Remarques / Alias	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	328
GeneID	328
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 318 de l'APEX1/APE1 humain (NP_542380.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27695
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac isotherme