


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apex1/Ape1 (Validé Ko) Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P27695

Numéro d'article: CM0026130



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO dirigé contre l'APEX1/APE1 humaine (AP endonucléase 1, REF1). Détecte une bande à 36 kDa. Idéal pour WB, IF/ICC, IP, ELISA dans la recherche sur le stress oxydatif et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] APEX1/APE1 pAc Lapin
Remarques/Alias	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; E1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	328
ID de gène	328
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-318 de l'APEX1/APE1 humaine (NP_542380.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27695
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace