


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aph1A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Bi3

Numéro d'article: CM0018321



Introduction

Le pAb de Lapin APh1A est un anticorps polyclonal de lapin ciblant le sous-unité APh1A de la gamma-sécrétase. Convient pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité humaine et souris. Soutient la recherche sur les voies de clivage Notch et APP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APH1A Rabbit pAb
Remarques/Alias	APH-1; APH-1A; CGI-78; 6530402N02Rik; APh1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51107
GeneID	51107
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et la extrémité C-terminale de l'APH1A humaine (NP_001071096.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96Bi3
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace