

Anticorps Polyclonaux Anti-Apip Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gx9

Numéro d'article: CM0028244



Introduction

Anticorps polyclonaux de lapin de haute qualité dirigés contre l'APIP humain (méthylthioribulose-1-phosphate déshydratase). Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de sauvetage de la méthionine et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APIP Lapin pAb
Remarques/Alias	APIP2; CGI29; hAPIP; CGI-29; MMRP19; APIP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51074
GeneID	51074
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-242 de l'APIP humain (NP_057041.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96GX9
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace