


Anti-Apitd1 Lapin Pab - Q8N2Z9

Numéro d'article: CM0025855



Introduction

Anticorps polyclonal dirigé contre l'APITD1 (CENPS) humaine, un acteur clé de la voie de l'anémie de Fanconi et de l'assemblage du kinétochore. Validé pour WB et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APITD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MHF1; APITD1; CENP-S; FAAP16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	378708
GeneID	378708
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-138 de l'APITD1 humaine (NP_954988.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N2Z9
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace