

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aplf Pour Wb, Elisa - Q8lw19

Numéro d'article: CM0020106



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APLF validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte l'APLF humain avec une réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN, les chaperons d'histones et la NHEJ. 57 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin APLF
Remarques/Alias	APFL ; PALF ; Xip1 ; ZCCHH1 ; C2orf13 ; APLF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	200558
GeneID	200558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-380 de l'APLF humain (NP_775816.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q8IW19
Poids moléculaire de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace