


## Anticorps Polyclonal De Lap Anti-Aplp1 Pour Wb, If-P, Elisa - P51693

Numéro d'article: CM0025933



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APLP1 validé pour les applications WB, IF-P et ELISA. Détecte l'APLP1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction postsynaptique, de l'apoptose neuronale et des voies liées à la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | APLP1 Lapin pAb                                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | APLP; APLP1                                                                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)    | 333                                                                                                                              |
| GeneID             | 333                                                                                                                              |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-580 de l'APLP1 humaine (NP_005157.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                            |
| Application        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS              | P51693                                                                                                                           |
| Poids Protéique    | 72kDa                                                                                                                            |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                     |