


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aplp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51693

Numéro d'article: CM0026913



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'APLP1 humain (protéine 1 de type précurseur de la bêta-amyloïde). Validé pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APLP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	APLP; APLP1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	333
Identifiant du Gène	333
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 285-490 de l'APLP1 humain (NP_005157.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51693
Poids Moléculaire de la Protéine	72kDa
Expédition	Sac de glace