

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aplp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q06481

Numéro d'article: CM0030576



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APLP2 de haute qualité pour WB, IF/ICC, ELISA, à réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'amylose et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APLP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	APPH, APPL2, CDEBP, APLP-2, APLP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	334
ID du gène	334
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 370-580 de l'APLP2 humain (NP_001633.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06481
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant