


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apoa1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02647

Numéro d'article: CM0014824



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APOA1 validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Il détecte l'APOA1 humain avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique, l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HPALP2; apo(a); APOA1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 25 à 267 de l'APOA1 humain (NP_000030.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P02647
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace