

Anticorps Polyclonal Anti-Apoa4 Pour Wb, Elisa - P06727

Numéro d'article: CM0028556



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'APOA4 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme des lipides et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	APOA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	337
GeneID	337
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 227-396 de l'APOA4 humain (NP_000473.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06727
Poids moléculaire de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace