

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Apoa4 Pour Wb, Elisa - P06727

Numéro d'article: CM0007370



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant contre l'APOA4 humain. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique, les études de transport du cholestérol et le développement diagnostique. Fonctionne sur des échantillons humains. Anticorps à haute affinité ciblant les acides aminés 21-396. Reconnaît une protéine d'environ 45 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-APOA4
Remarques / Alias	APOA4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	337
Identifiant du gène	337
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-396 de l'APOA4 humain (NP_000473.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06727
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace