

Anticorps Polyclonal Anti-Apoa5 Pour Wb, Elisa - Q6Q788

Numéro d'article: CM0018252

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'APOA5 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît l'APOA5 humaine et murine, un régulateur clé du métabolisme des triglycérides. Adapté à la recherche sur les lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOA5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RAP3; APOAV; APOA5
Espèce	Humain
Identifiant de gène	116519 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 207-366 de l'APOA5 humaine (NP_443200.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6Q788
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace