


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apob Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04114

Numéro d'article: CM0023089



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'APOB humaine (apoB-100/apoB-48). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'APOB humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique, l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOB Rabbit pAb
Remarques / Alias	FLDB; FCHL2; LDLQC4; apoB-48; apoB-100
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	338
GeneID	338
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1890-2190 de l'APOB humain (NP_000375.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04114
Poids de la protéine	516 kDa
Expédition	Sac de glace