


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apobec2 Pour Wb Et Elisa - Q9Y235

Numéro d'article: CM0020431



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'APOBEC2 humain (ARP1/ARCD1), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux recherches en épigénétique et en biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-APOBEC2
Remarques/Alias	ARP1 ; ARCD1 ; APOBEC2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10930
ID du gène	10930
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-224 de l'APOBEC2 humain (NP_006780.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9Y235
Poids moléculaire	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant