

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apobec3A Pour Wb & Elisa - P31941

Numéro d'article: CM0018449



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'APOBEC3A (A3A) humain pour Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît une enzyme d'édition de l'ADN de 23 kDa impliquée dans la défense antivirale et la restriction des rétrotransposons. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APOBEC3A Anticorps pAb de Lapin
Remarques/Alias	A3A; ARP3; PHRBN; bK150C2.1; APOBEC3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	200315
GeneID	200315
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-199 de l'APOBEC3A humain (NP_663745.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P31941
Poids Moléculaire Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace