


Anticorps Monoclonal Anti-Apobec3B Pour Wb - Q9Uh17

Numéro d'article: CM0006634



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-APOBEC3B de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'APOBEC3B humaine, une désaminase d'ADN impliquée dans l'immunité innée antivirale et la restriction des rétrotransposons. Immunogène recombinant (aa 120-220).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APOBEC3B Lapin mAb
Remarques/Alias	A3B; ARP4; ARCD3; PHRBNL; APOBEC1L; bK150C2.2; DJ742C19.2; APOBEC3B
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9582
ID de Gène	9582
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9UH17
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace