


Anticorps Polyclonal Anti-Apobec3C Pour Wb - Q9Nrw3

Numéro d'article: CM0015399



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APOBEC3C validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte l'APOBEC3C humain, une cytidine désaminase d'ADN qui restreint les rétrovirus et les rétrotransposons. Convient pour la recherche sur l'immunité antivirale et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOBEC3C Lapin pAb
Remarques/Alias	A3C ; PBI ; ARP5 ; ARDC2 ; ARDC4 ; APOBEC1L ; bK150C2.3 ; APOBEC3C
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	27350
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de l'APOBEC3C humain (NP_055323.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NRW3
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace