

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apobec3D Pour Wb, Elisa - Q96Ak3

Numéro d'article: CM0012837

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'APOBEC3D humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la restriction des rétrovirus et l'immunité innée. Soutenu par l'expertise de CamelBio en approvisionnement de matières premières pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	APOBEC3D pAb de lapin
Remarques/Alias	A3D ; A3DE ; ARP6 ; APOBEC3E ; APOBEC3DE ; APOBEC3D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	140564
GeneID	140564
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 207-386 de l'APOBEC3D humain (NP_689639.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AK3
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace