

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apobec3G Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc16

Numéro d'article: CM0013480



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APOBEC3G validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la cytidine désaminase de 46 kDa ayant une activité antivirale ; réagit croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la restriction rétrovirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOBEC3G Lapin pAb
Remarques/Alias	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G
Espèce	Humain
GeneID (humain)	60489
GeneID	60489
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-330 de l'APOBEC3G humaine (NP_068594.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HC16
Poids moléculaire	46kDa
Expédition	Sac de glace