

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apobec3G Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc16

Numéro d'article: CM0017344



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APOBEC3G de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'APOBEC3G humain, de souris et de rat, un facteur clé de l'immunité innée inhibant le VIH-1 et d'autres rétrovirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOBEC3G Rabbit pAb
Remarques/Alias	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dj494G10.1; APOBEC3G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60489
GeneID	60489
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HC16
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sachet de glace