

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apoc1 Pour Ihc-P Et Elisa - P02654

Numéro d'article: CM0027119



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'apolipoprotéine C-I humaine (APOC1), validé pour les applications IHC-P et ELISA. Détecte l'APOC1 humaine et de rat, un régulateur clé du métabolisme des lipides plasmatiques. Convient à la recherche cardiovasculaire et sur les lipoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Apo-CI, ApoC-I, apo-CIB, apoC-IB, APOC1
Espèce	Humain
ID de gène	341
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-83 de l'APOC1 humaine (NP_001636.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P02654
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace