

Anticorps Monoclonal Anti-Apoe Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02649

Numéro d'article: CM0009084



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-APOE de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la protéine APOE humaine (36 kDa), impliquée dans le transport des lipides et la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Idéal pour le DIV et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOE Rabbit mAb
Remarques/alias	AD2, LPG, APO-E, ApoE4, LDLQ5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	348
GeneID	348
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 19-317 de l'APOE humaine (NP_000032.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P02649
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace