

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apoe Pour Wb Et Elisa - P02649

Numéro d'article: CM0024637



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Apoe de souris, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'APOE humaine. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique, le transport du cholestérol et les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Apoe Rabbit pAb
Remarques/Alias	Apo-E; Apoe
Espèce	Souris
GenelD (humain)	348
GenelD	11816
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02649
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace