

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Apoer2/Lrp8 Pour Wb, Elisa - Q14114

Numéro d'article: CM0004609



Introduction

Anticorps monoclonal lapin à haute affinité ciblant l'ApoER2/LRP8 humaine, adapté au Western blot et à l'ELISA. Détecte le LRP8 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Reelin, le développement neuronal et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ApoER2/LRP8 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MCI1; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7804
Identifiant du gène	7804
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 864 et 963 de l'ApoER2/LRP8 humaine (Q14114).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14114
Poids de la protéine	106 kDa
Expédition	Sac de glace