

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apoer2/Lrp8 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q14114

Numéro d'article: CM0015479



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ApoER2/LRP8 humain, validé pour WB, IF, IHC, ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour étudier la signalisation Reelin et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin ApoER2/LRP8
Remarques/Alias	MCI1 ; LRP-8 ; APOER2 ; HSZ75190 ; ApoER2/LRP8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7804
GeneID	7804
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 900 et l'extrémité C-terminale de l'ApoER2/LRP8 humain (NP_004622.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q14114
Poids Moléculaire Protéique	106 kDa
Expédition	Sac de glace