

Anticorps Polyclonal Anti-Apol1 Pour Ihc-P, Elisa - O14791

Numéro d'article: CM0031083



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APOL1 validé pour IHC-P et ELISA. Réagit avec l'APOL1 humaine et de rat (44 kDa). Essentiel pour l'étude du transport des lipides, du métabolisme du cholestérol et de la fonction du facteur lytique des trypanosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8542
ID de gène	8542
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 179-398 de l'APOL1 humaine (NP_003652.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O14791
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace