

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Apol1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14791

Numéro d'article: CM0012273



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'APOL1 humaine, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. L'APOL1 intervient dans le transport des lipides et la lyse des trypanosomes, ce qui en fait un outil idéal pour la recherche sur le métabolisme et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOL1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8542
GeneID	8542
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 303 à 398 de l'APOL1 humaine (O14791)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14791
Poids moléculaire	44 kDa
Expédition	Poche de glace