


Anticorps Monoclonal Anti-Apolipoprotéine A1/Apoa1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02647

Numéro d'article: CM0005464



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Apolipoprotéine A1/APOA1 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'Homme, la Souris et le Rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol, le transport lipidique et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Apolipoprotéine A1/APOA1 mAb de lapin
Remarques / Alias	HPALP2; apo(a); Apolipoprotéine A1/APOA1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	335
GenelD	335
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-267 de l'Apolipoprotéine A1/APOA1 humaine (NP_000030.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02647
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sachet de glace