

Anticorps Polyclonal Anti-Apolipoprotéine A2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02652

Numéro d'article: CM0014641

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'apolipoprotéine A2 humaine (ApoA-II), validé pour Western blot, immunofluorescence/immunocytochimie et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude du métabolisme des HDL, du transport lipidique et des maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Apolipoprotéine A2 pAb de lapin
Remarques / Alias	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotéine A2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	336
GenelD	336
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'apolipoprotéine A2 humaine (NP_001634.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02652
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace