

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Apolipoprotéine A2 Pour Wb, If-P, Elisa - P02652

Numéro d'article: CM0009060

Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant l'apolipoprotéine A2 humaine (apoA-II), validé pour WB, IF-P, ELISA. Détecte l'ApoA2 humain, de souris et de rat. L'ApoA2 est une apolipoprotéine HDL majeure impliquée dans le transport et le métabolisme des lipides, ce qui fait de cet anticorps un outil idéal pour la recherche cardiovasculaire et métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-apolipoprotéine A2
Remarques / Alias	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotéine A2
Espèce cible	Humain
GeneID	336
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de l'apolipoprotéine A2 humaine (NP_001634.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02652
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace