


Anticorps Monoclonaux Anti-Apolipoprotéine B (ApoB) Pour Wb Et Elisa - P04114

Numéro d'article: CM0008118



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ApoB validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Reconnaît l'ApoB humaine (516 kDa), la protéine majeure des LDL assurant la liaison au récepteur et le transport du cholestérol. Idéal pour la recherche cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ApoB mAc Lapin
Remarques/Alias	FLDB; FCHL2; LDLCQ4; apoB-48; apoB-100; ApoB
Espèce	Humain
ID de Gène	338
Immunogène	Peptide synthétique situé dans les acides aminés 50-150 de l'ApoB humaine (P04114)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P04114
Poids Protéique	516 kDa
Expédition	Sac de glace